

VIDA FIA PRO



Acesse o site
e confira.

- Baseado na detecção da fluorescência emitida durante um imunoenensaio com a interação antígeno-anticorpo.
- Projetado para fornecer resultados de testes quantitativos ou qualitativos pelo exame de amostras humanas com unidades específicas de teste de diagnóstico *in vitro*.
- Oferece as vantagens de alta precisão, forte estabilidade e resultados rápidos.

Evoluir para
transformar

 **vida**
BIOTECNOLOGIA

- Operação simples plug e play suportada por cartões de identificação, eliminando a necessidade de calibração a cada vez.
- Resultados de Testes Quantitativos – Críticos para decisões terapêuticas de emergência.
- Opção de modo de leitura rápido - Economia de tempo.
- Opção de conexão ao sistema de informações do Laboratório.
- Realiza leitura de cassetes com marcador Európio.

Especificações técnicas:

- Princípio: imunoensaio de fluorescência.
- Formato de teste: cassete.
- Medição: quantitativa e qualitativa.
- Tempo de leitura: < 10 segundos.
- Visor: tela de toque LCD de 3,5”.
- Fonte de alimentação: DC 12V.
- Dimensões (L*W*H): 210*173*75,8 mm.
- Peso: <1kg.
- OS: programa proprietário compatível com Windows.
- Impressora: impressora térmica integrada.
- Condição de trabalho: 4 a 30 °C.
- Conectividade: porta USB, RS232.
- Compatibilidade: LIS, HIS.

