

ÍONS SELETIVOS

AUTO LOADER

ACESSÓRIO DO ELECTROLYTE V



*Acesse o site
e confira.*

**Evoluir para
transformar**

vida
BIOTECNOLOGIA

- *Acessório opcional para o equipamento VIDA Electrolyte V de fácil instalação.*
- *Mais agilidade na rotina minimizando o efeito Carry-over.*
- *Aspiração automática, lavagem e calibração.*
- *Resultados mostrados e impressos automaticamente.*
- *2 bandejas sendo cada uma com 20 posições para amostra, 2 posições para CQ, 2 posições para amostras de emergência e 1 posição para solução de limpeza.*

