

VIDA FIA PRIME

ANALISADOR DE IMUNOENSAIO POR FLUORESCÊNCIA



Acesse o site
e confira.

- Feito para garantir resultados precisos com mais agilidade, o Vida Fia Prime é o primeiro equipamento point of care capaz de realizar 6 testes simultâneos com 6 amostras diferentes.
- Possui amplo portfólio de testes: marcadores cardíacos, infecciosos, nefrológicos, hormonais e alérgicos.

Evoluir para
transformar

 **vida**
BIOTECNOLOGIA

Testes:

Troponina I • NT-pro BNP • CK-MB • Mioglobina
Ddimero • PCR/PCR us • Procalcitonina
HbA1c • T3 • T4 • TSH • FSH • LH
Progesterona • Beta • PSA • CEA • AFP
Cistatina C • Microalbuminúria • Beta 2 Microglobulina
NGal • FOB • Dengue igg/igm • Dengue NS1
Covid Ag • Covid igg/igm • Covid Anticorpos Totais
Strep A • Influenza • RSV • Ige
Realiza leitura de cassetes com marcador Európio.

Especificações técnicas:

Princípio	Analisador de Imunoensaio de Fluorescência
Formato do Teste	Cassete
Dimensões	320 mm (L) x315mm © x300mm (H)
Dimensões da Tela	LCD colorido de 7 polegadas de 24 bits
Peso	3,5 kg
Fonte de Alimentação	DC 24V 4A
Entrada do adaptador	AC100~240V, 50/60Hz, 96W
Portas de conexão	Interfaces COM, USB e de rede
Memória	8000 registros
Condições de funcionamento	5°C a 40°C Umidade 10-80%
Banda de excitação / emissão	365/610(nm)
Impressora	Impressora Térmica
Reprodutibilidade	CV≤10%
Estabilidade	Σ≤10%
Precisão	Σ≤10%
Consistência do canal	Rp≤5%
Faixa de Medição	1,000 times
Scanner	Leitor de código de barras a laser com porta USB-COM (item opcional)

